

**CAMPANA EXTRACTORA DE GASES 1,50 MT - MODELO BY-PASS SEGÚN NORMAS
ANSI/ASHRAE. VENTANA DE SEGURIDAD FRONTAL MOTORIZADA
MOD. FH-1500(A) – BIOBASE**



La Campana Extractora de Gases sistema By-Pass, construida Acero Galvanizado con Pintura Epoxica resistente a los ácidos excepto ácido Fluorhídrico. Mesa de trabajo en Resina Fenólica resistente a todo ataque químico. Sistema de control Microprocesado, controla luces, blower y otros procesos. Ventana frontal Motorizada automática. Base original de fabrica con mueble para guardar reactivos.

Medidas Externas

Ancho: 1540 mm Fondo: 800 mm Alto: 2200 mm +/- 5% (Total Base Incluida)

Medidas Internas

Ancho: 1320 mm Fondo: 670 mm Alto: 730 mm +/- 5% (Interior)

Cumple norma ANSI ASHRAE 110-85 – SEFA 1-2006 – NFPA 45-2000

Características Técnicas

- Estructura: Estructura Acero laminado con pintura Electro galvanizada más una capa de pintura Epoxica anti corrosiva
- Interior: Pintura Epoxica anti corrosiva
- Mesa de Trabajo: Resina Fenólica
- Ventana de Seguridad: Automática Motorizada tipo Guillotina en Vidrio Templado de 5mm montada por contrapeso
- Comandos: Ubicados en la parte exterior de fácil alcance, Digital Microprocesado de ventilador y Luces fuera del paso de los gases para evitar explosiones. Alarmas
- Soporte con Mesón y Gabinete con 2 puertas:
 - Dos puertas para guardar reactivos en su interior Incluye:
 - 2 Enchufe para 220 V
 - 1 Pileta de desagüe
 - 1 Cuello de Ganso para agua
 - 1 Llave para agua
 - 1 Llaves para Gas
- Panel de Control: Digital Microprocesado situado en el frontal. Alarmas.
- Manual de operación: Se incluye un manual de operación y reparación detallado con una lista de repuestos y revisiones de rutina que deben hacerse.
- Diámetro del ducto: 29 cm
- Marial ducto: PVC
- Tipo de protección: IP 20
- Clase: Clase I
- Iluminación: Luz Fluorescente 800-1000 Lux.(30W)
- Consumo: 28 W
- Nivel de Ruido: ≤ 53 dBA
- Peso: 420 Kg
- Vol. De evacuación de aire recomendado: Máximo, 770 CFM o ≥ 0.5 m/s
- Normas: ANSI/ASHRAE 110-1995



LED Display



Waterproof Socket



Water&Gas Remote Control



Double Layer
1.2mm sheet metal surface,
melamine board inward.

NOTA IMPORTANTE

LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN TIENE UNA ALTURA TOTAL CON BASE DE 2200 MM. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE DEBE CONSIDERAR UN ESPACIO DE AL MENOS 20 CMS. ENTRE LA CAMPANA Y EL CIELO, Y DE 15 CM. DEL MURO A LA CAMPANA.

