

CENTRÍFUGA SPIN – MOD. D1008 – SCILOGEX



Este modelo económico pequeño consigue cumplir con la mayoría de las aplicaciones básicas y rutinarias de centrifugación de tubos eppendorf. Su diseño compacto ocupa menos de 15 centímetros de espacio. Tapa transparente de fácil apertura. Simplemente cierre la tapa para la aceleración y abra la tapa para la desaceleración, o alternatively utilice el interruptor de encendido/apagado.

- Gabinete de plástico rígido
- Doble seguro de la puerta para seguridad del usuario
- Pies de apoyo de goma que se adhieren a la superficie
- Ideal para el centrifugado rápido de microtubos y tubos de PCR.
- Acelera y frena en segundos
- Rotor angulado para 8 tubos eppendorf de 1,5/2,0 ml y adaptadores para 0,5 ml
- Velocidad de centrifugación de 7000 rpm fija
- RCF máximo de aprox 2680 xg
- Diseño compacto
- Funcionamiento silencioso
- Nivel de ruido ≤ 45 dB
- Dimensiones de 15 x 15 x 12 cm.
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- ISO 9001

