

CENTRÍFUGA DE MESA – MOD. DSC-200D – ALREADY



Características

- La centrífuga de sobremesa puede ahorrar espacio en el escritorio de trabajo.
- La carcasa exterior de ABS puede resistir colisiones.
- Podría acomodar tubos de centrífuga de 7ml, 10ml y 15ml sin cambiar el rotor
- Con interruptor de seguridad, cuando se levanta la tapa durante el funcionamiento, el rotor dejará de girar.
- Este es un tipo digital que puede configurar la velocidad y el tiempo fácilmente.
- La pantalla LED puede mostrar el valor RCF o RPM.
- La velocidad máxima de la máquina centrífuga de mesa es de 6000 rpm.
- Con el sistema de frenado automático, la unidad puede detenerse rápidamente.
- El sistema de equilibrio automático puede ofrecer un funcionamiento silencioso y estable.
- Certificación de calidad: ISO 9001, ISO 13485.

Especificaciones

- Velocidad: 200 - 6.000 rpm
- Max. FCR: 4,265 xg
- Temporizador: 0 - 30 min. temporizador digital
- Motor: Motor CC sin escobillas
- Capacidad: 8x (10~15) ml.
- Accesorio estándar: Adaptador de tubo de 8 x (10 ~ 15) ml.
- Accesorio opcional: (5~7) ml o (1,5~2,0) ml adaptador de tubo
- Peso neto: 4.8 Kg
- Peso bruto: 5.8 Hg
- Dimensiones: 280 x 280 x 265 mm
- Fuente de alimentación: CA 100~240V 50/60Hz