

CENTRÍFUGA REFRIGERADA ALTA VELOCIDAD – MOD. D3024R – DLAB



- Alta velocidad de gama micro-centrífuga es ampliamente utilizado en el análisis físico y química, bioquímica, biología celular y molecular, laboratorios clínicos y centros de donación de sangre, y es ideal para aplicaciones de investigación de alta exigencia.
- La sedimentación de las células y virus, separación de sub-organúlos celulares, aislamiento de macromoléculas como el ADN, ARN, proteínas o lípidos.
- Seguridad avalada según normas internacionales incluyendo pruebas de explosiones y bioseguridad.
- Funcionamiento silencioso y estable, especialmente para laboratorio.
- Potente sistema de refrigeración y mantiene la temperatura preestablecida. Enfria a menos de 2°C en 7 minutos.
- Diseño único, con sistema de enfriamiento que minimiza el calentamiento del rotor a menos de 10°C después de correr durante 1 hora.

Descripción Técnica

- Material: Aleación de aluminio permite larga vida útil
- Capacidad: 0.2, 0.5, 1.5 x 24 unidades
- Temperatura: Hasta menos 2°C
- Velocidad de rotor: 15.000 rpm
- Seguridad: Bio seguridad asegura las muestras y previene la contaminación microbiana por rompimiento.
- Diseño: Pantalla LCD fácil lectura, ajuste y alarmas de aviso
- Peso: 12Kg.
- Modelo: D3024R
- Marca: DGL - Import

