

CENTRÍFUGA CON ROTOR ANGULAR Y BUCKETS – MOD. SC-8 – BOECO



La SC-8 es practica y manejable es ideal para centrifugar volúmenes de muestras pequeñas. Cuenta con un rotor de acero de ángulo de 8 espacios, que se acomoda a varios sistemas de tubos como también a tubos de vidrio de 15 ml sin adaptadores. La centrifuga es controlada por un microprocesador.

Controles y pantallas

- Durante la centrifugación son indicados los valores actuales de los parámetros.
- La velocidad y tiempo de funcionamiento de la centrifuga puede ser ajustada de forma variable para diferentes aplicaciones.
- Visualización de la velocidad en RPM x 100, ingreso en incrementos de 100.
- Tiempo t/min: 1 - 99 min, operación continua.
- Tecla de Pulso: Para operaciones cortas de centrifugación.
- Tecla para apertura de tapa.

Seguridad

- Mecanismo de sujeción y bloqueo.
- Liberación del seguro de tapa de emergencia.
- Cierre de la tapa de metal.
- Apagado en desbalance.
- Rodamientos de motor flexibles.

Diseño

- Carcasa de plástico suave, fácil de limpiar.
- Tapa de metal.

La SC-8 cumple con las regulaciones de seguridad del IEC 61010, o la marca CE y todas las normas CE y DIN relevantes y ha sido fabricado cumpliendo el ISO 9001:2008.



Detalles Técnicos

- RPM max (velocidad)/ RCF: 6,000 rpm / 3,421 RCF
- Nivel de Ruido: ≤ 50 dB(A)
- Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Prof.): 228 x 262 x 352
- Capacidad: 8 tubos de 15 ml.
- Peso Neto: 9 Kg. aprox.
- Emision / Inmunidad: EN / IEC 61326-1, clase B / FCC clase B

capacity in ml	4	5	7	15	15	blood collection / urine tubes			
dimensions Ø x L mm	10 x 88	12/13 x 75	13 x 100	17 x 100	17 x 120	max 17 x 100			
 n=6,000 min ⁻¹ Rotor included									
									
Cat.-No.	06305	01054-A	01058	-	-	-			
tubes per rotor	8	8	8	8	4	8			
RCF	2,817	2,697	3,461	3,461	3,461	3,461			
radius in mm	70	67	86	86	86	99			
run-up in sec	17								
run-down in sec ⁽²⁾	37								