

**COLLAR CERVICAL PEDIÁTRICO
COLLAR EXTRICACIÓN AJUSTABLE 12 POSICIONES**



El collar cervical es el único dispositivo de inmovilización de columna cervical rígido de una sola pieza ajustable con 12 graduaciones precisas y un sistema de velcro que permite adaptarse al paciente. Este dispositivo sólo restringe en un 90% los movimientos de flexión-extensión, no inmovilizando por sí mismo en forma completa la cabeza del paciente, quedando la columna cervical completamente vulnerable a movimientos rotatorios o movimientos laterales.

- Dimensiones: largo 42 cm.
- Peso: 0,15 kg aprox.



Ajustable en 12 posiciones

