

**ESTUFA DE SECADO CON AIRE FORZADO
MICROPROCESADA CAPACIDAD 50 LTS. – MOD. BOV-V45F – BIOBASE**



Características Generales

Estufa de secado y esterilización digital microprocesado PID convección por aire forzado con programación digital distribuye en forma homogénea la temperatura dentro de la cámara. Compensa de forma automática los cambios de temperatura después de repetidas aperturas de puertas o del aumento / disminución del contenido interno. Puerta interior de vidrio para inspección sin tener que afectar su contenido.

Características Técnicas

- Capacidad interior: 45 litros
- Panel indicador: LCD Digital PID
- Rango de Temperatura: Ambiente +10°C a +300°C
- Rango de tiempo: 1 – 9999 min
- Estabilidad: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Parrillas: 2
- Temperatura: Programable
- Material interior: Acero Inoxidable AISI 304
- Circulación del Aire: Convección Forzada de aire
- Dimensiones interiores en mm: 350 (ancho) x 350 (fondo) x 350 (alto)
- Dimensiones exteriores en mm: 500 (ancho) x 550 (fondo) x 735 (alto)
- Dimensiones embalaje en mm: 620 (ancho) x 585 (fondo) x 805 (alto)
- Peso Bruto: 60 Kg.
- Potencia: 1200 W
- Conexión eléctrica: 220V/50 Hz.

