

INCUBADORA 45 LT. CONVECCIÓN NATURAL – WS LABS



Ángulo de panel de 5 grados con interruptor de perilla de puerta interior de vidrio.

La estructura de puerta doble tiene vidrio de alta calidad, muestras fáciles de observar, la puerta con banda magnética es fácil de abrir y cerrar, buen sellado y función de apagado de puerta abierta.

Características Técnicas

- Capacidad: 45 litros
- Circulación del Aire: Convección natural
- Rango de Temperatura: 5°C a 65°C
- Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- Cámara interior: Acero Inoxidable espejo
- Potencia: 0.25kW
- Rango de tiempo: 1 – 9999 min
- Alarma: Alarma de temperatura alta; audible y visible.

- Dimensiones interiores en mm: 350 (ancho) x 350 (fondo) x 350 (alto)
- Dimensiones exteriores en mm: 525 (ancho) x 480 (fondo) x 620 (alto)
- Dimensiones embalaje en mm: 605 (ancho) x 572 (fondo) x 775 (alto)
- Peso Neto: 27 Kg.
- Peso Bruto: 30 Kg.
- Conexión eléctrica: 220V/50 Hz

