

**FÉRULAS SEMIRRÍGIDAS PEDIÁTRICAS  
KIT DE 5 PIEZAS CON BOLSO DE TRANSPORTE**



Este kit es un conjunto de férulas semirrígidas reutilizables para inmovilizar las extremidades. El kit cuenta con 5 piezas para diferentes necesidades. Gracias al material utilizado y a su tipo de fabricación, es durable y fácil de limpiar, fabricada en poliuretano, pueden ser utilizadas en ambas extremidades (derecha o izquierda).

- Férulas Brazos (muñeca, codo)
- Férulas Piernas (completa y media)
- Sujeción por medio de velcro.
- Bolso de transporte

Sus piezas son muy versátiles, permite el uso para todo tipo de pacientes. Cuenta con un diseño ergonómico y su material no es absorbente, además posee la particularidad de que es traslucida a las radiografías.

El kit es de peso ligero, esto permite un transporte más fácil, especial para ambulancias, rescate en montañas, rescate acuático y cualquier otro tipo de servicio de urgencia similares.



- Tamaño Bolso Alto: 28 cm.  
Ancho: 38 cm.  
Largo: 10 cm.
- Peso: 1 Kg. aprox.

La tela cobertura es una lona de PVC con refuerzo de tejido entramado de poliéster de alta tenacidad, baja contracción y baja elongación. Desarrollado especialmente para resistir tracción, abrasión y desgarro. Esta tela plástica es altamente durable y resistente a cualquier clima, con pigmentos inalterables a la acción del sol. Es impermeable 100%, flexible y duradera.



Tela Cobertura

