

FONENDOSCOPIO DELUXE PLANO CARDIOLÓGICO



Fonendoscopio Cardiológico con doble cápsula de Acero Inoxidable que permite una precisa auscultación en adultos y niños. Olivas blandas para lograr comodidad y hermetismo en el conducto auditivo. Tubo en Y con vías de conducción del sonido separada para ambos oídos.

- Material: Pechera de acero inoxidable.
- Auriculares de acero inoxidable.
- Tubo en Y de PVC, olivas de PVC, diafragma de PVC.