

FONENDOSCOPIO DOBLE CÁPSULA



Fonendoscopio adulto / pediátrico (edad escolar), doble campana para alta y baja frecuencia, tipo enfermera, fabricada en acero inoxidable, alta acústica para uso profesional.

El lado del diafragma, el lado que se usa para escuchar el corazón, está formado por una membrana de tambor, y el lado más pequeño es en realidad una forma cóncava y hueca que se usa para escuchar la respiración y los pulmones del paciente. La superficie del diafragma se usa para escuchar las ondas de vibración internas que viajan hasta el receptor del estetoscopio. El lado más pequeño de la campana escucha las vibraciones de la piel y las envía al receptor del estetoscopio para el diagnóstico.

- Material: Pechera de aluminio.
- Tubo en Y de PVC, almohadillas de ABS, diafragma de PVC.
- Cápsula con protecciones de goma para mayor sensibilidad.
- Diafragma con gran resolución acústica.
- Longitud total: 52.5 cm.
- Peso: 185 grs. aprox.