

**GLUCÓMETRO ACCU-CHEK<sup>®</sup> INSTANT**



- El intuitivo indicador de rango objetivo proporciona tranquilidad visual, tiene una pantalla clara con retroiluminación y una luz en la ranura para las tiras reactivas.
- Memoria: Revisa hasta 720 resultados. Promedios de prueba de los últimos 7, 14, 30 y 90 días.
- No se requiere ningún ajuste: simplemente inserte una cinta reactiva, coloque una pequeña muestra de sangre y observe el resultado.
- Cinta con borde amplio para una fácil dosificación: Coloque una pequeña muestra de sangre en cualquier lugar del borde amarillo de la tira.
- Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek<sup>®</sup>, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015.



- El medidor registra automáticamente sus resultados de glicemia y los transfiere de forma inalámbrica a su Smartphone a través de un USB a su computador.
- Dos botones de navegación: Posee un botón adicional para mejorar la experiencia de uso.
- Todos los datos pueden transferirse al portal Accu-Chek<sup>®</sup> Connect Online (a través de un USB) y a la aplicación Accu-Chek<sup>®</sup> Connect (vía Bluetooth<sup>®</sup>).
- Experimente un chequeo con menos dolor gracias al lancetero Accu-Chek<sup>®</sup> FastClix o al dispositivo Accu-Chek<sup>®</sup> Softclix.
- Eliminación de tiras sin contacto. Con el botón eyector de las tiras reactivas, tan solo necesita hacer un clic para generar una extracción rápida, sencilla e higiénica.
- Apagado automático: 90 segundos después de realizar una prueba, 15 segundos después de retirar la tira de prueba o 5 segundos desde la última pantalla de resultados de prueba.
- Rango de medición: 10–600 mg/dL (0.6–33.3 mmol/L)
- Temperatura de funcionamiento: 4°C to 45 °C
- Conexión: Cable USB y Bluetooth.
- Dimensiones: 77 x 49 x 15mm.
- Peso: Aprox. 40 g (con pilas).
- Incluye: - Glucómetro Accu-Chek Instant.  
- Dispositivo de punción Accu-Chek Softclix (Lancetero).  
- Manual de instrucciones.  
- Estuche blando para traslado y almacenamiento.



**Tecnología Wireless:** Bluetooth<sup>®</sup>.

**Pantalla LCD:** Retroiluminado.

**Resultados:** Menos de 4 segundos.

**Tipo de batería:** 2 pilas (CR2032).

#### Indicador de rango objetivo

Se comprende de un vistazo: su indicador de rango por color brinda inmediatez visual respecto a si los valores de glicemia están por encima del rango (**azul**), dentro del rango (**verde**) o por debajo del rango (**rojo**).

