

KIT DE RESCATE PEDIÁTRICO Kit inmovilización completo

El Kit de inmovilización de la tabla espinal ofrece los implementos mínimos con los que deberíamos contar a la hora de inmovilizar a una persona que haya sufrido un accidente.

La tabla espinal entrega una base rígida para inmovilizar y desplazar al paciente.

El Inmovilizador de cabeza impide que se produzcan nuevos daños cervicales o aumente los existentes.

Finalmente, la correa tipo araña o pulpo, entrega la seguridad necesaria al desplazar la tabla espinal con el paciente impidiendo que este se separe de la tabla.

Todos los implementos mencionados son 100% transparentes a los rayos X.

- Dimensiones Bulto Alto: 145 cm.
Ancho: 35 cm.
Largo: 30 cm.
- Peso Conjunto: 11 Kg. aprox.





Tabla Espinal

La tabla espinal pediátrica está fabricada en material plástico de alta resistencia. Cuenta con sujetadores en cada lado para postura de correas tipo araña e inmovilizador de cabeza. Incluye 3 correas tipo cinturón.

- Su construcción permite 100% de transparencia en Rayos X.
- Su superficie es completamente lavable y aséptica.
- El polímero en que está construida es de alta resistencia y soporta hasta 150kg.
- Su construcción permite que flote.
- Incluye 3 cinturones de seguridad.

Inmovilizador de Cabeza Pediátrico

Diseñado para brindar soporte a la zona cervical de un paciente pediátrico y así evitar daños mayores en caso de lesiones.

Fabricado en poliuretano, lavable, no absorbe sangre ni fluidos corporales.



Correa Araña o Pulpo

La correa tipo araña está diseñada para pacientes pediátricos, está confeccionada en material de polipropileno de alta resistencia.

Correa pulpo con sistema de velcro para facilitar la sujeción a la tabla espinal pediátrica, entrega una mayor seguridad al momento de trasladar un paciente.

Las correas vienen codificadas por color y son ajustables.

Collar Cervical

Dispositivo de inmovilización de columna cervical rígido de una sola pieza ajustable con 12 graduaciones precisas y un sistema de velcro que permite adaptarse al paciente.



Incluye 3 correas tipo cinturón ajustables

