

LÁMPARA FRONTAL LED – MOD. RI-FOCUS – RIESTER – ALEMANIA



- Lámpara frontal inalámbrica Ri-focus de Riester con rótula flexible para un manejo confortable y fácil con una sola mano para un diagnóstico más eficiente con la iluminación LED de alto desempeño con hasta 140 lumen.
- Lámpara LED enfocable, que a una distancia de 40 cm. proporciona una zona iluminada de Ø 40 mm - Ø 200 mm aprox., regulable de forma continua.
- Significativamente menos consumo de energía y calentamiento.
- Cinta frontal especialmente cómoda y equilibrada, ajustable de forma continua, fácil de limpiar gracias a las almohadillas internas desmontables y lavables.
- Banda craneal sin cable con compartimento de batería integrado.
- Interruptor de encendido/apagado en el compartimento de pilas y el conector para el cargador está integrado en el compartimento de pilas.
- Incluye 1 juego de baterías recargables NiMH AAA y cargador 230 V.

Especificaciones

- Círculo luminoso min: Ø 40mm (a 400mm distancia) – Ø 30mm (a 200mm distancia) Funcionamiento.
- Modelo: Ri-Focus.
- Color: Negro.
- Baterías: 4 baterías recargables AAA (NiMH) ó 4 baterías AAA (Alcalinas).
- LED: blanco 6500 Kelvin, 140 lumen.
- Vida útil LED: hasta 50.000 horas.
- Lux máx: 10.000 (a 400 mm distancia) - 23.000 (a 200 mm distancia).



- Círculo luminoso máx: Ø 200mm (a 400 mm distancia) - Ø 120mm (a 200 mm distancia).
- Cargador: baterías recargables AAA (NiMH).
- Temperatura ambiente: 0° a +40 °C
- Humedad relativa: 30% a 70% sin condensación
- Peso: 210gr. sin baterías / 260gr. con baterías recargables AAA
- Certificaciones: ISO 9001, ISO13485, CE, FDA, GOST, CFDA, SFDA.
- Procedencia: Alemania.



IndusLab[®]

