

LARINGOSCOPIO MACINTOSH 4 HOJAS CURVO – FIBRA ÓPTICA



- 4 hojas curvas (#1, #2, #3, #4).
- Utiliza dos Pilas C (no las incluye).
- Modelo: Macintosh (curvo).
- Acero Inoxidable.
- Con ampolletas de luz natural brillante sin sombras.
- Medidas: Laringoscopio - Alto: 15 cm.
 - Diámetro: 2,8 cm.
- Hojas
 - #1: 7,5 cm.
 - #2: 9,0 cm.
 - #3: 11 cm.
 - #4: 13,5 cm.

