

MICROPIPETA MECÁNICA 1000 - 5000 UL – DLAB



- Diseño ligero y ergonómico, de fácil lectura.
- Preciso rango de medición, ya que cumplen con la norma EN / calibración estándar ISO 8655.
- Se sugiere la calibración periódica, para garantizar su exactitud.
- Resistencia a altas temperaturas.

Descripción Técnica

Rango de volumen	Precisión	Volumen de prueba	Error de exactitud		Error de precisión	
1000 - 5000 µL	50 µL	5000	0.50%	25 µL	0.15%	7.5 µL
		2500	0.60%	15 µL	0.30%	7.5 µL
		1000	0.70%	7 µL	0.30%	3 µL

- Modelo: 711111170000
- Marca: DGL – China

