

MICROPIPETA MECÁNICA 2 - 20 UL – DLAB



- Diseño ligero y ergonómico, de fácil lectura.
- Preciso rango de medición, ya que cumplen con la norma EN / calibración estándar ISO 8655.
- Se sugiere la calibración periódica, para garantizar su exactitud.
- Resistencia a altas temperaturas.

Descripción Técnica

Rango de volumen	Precisión	Volumen de prueba	Error de exactitud		Error de precisión	
2 - 20 µL	0.5 µL	20	0.90%	0.18 µL	0.40%	0.08 µL
		10	1.20%	0.12 µL	1.00%	0.1 µL
		2	3.00%	0.06 µL	2.00%	0.04 µL

- Marca: DGL – China

