

MICROPIPETA MECÁNICA 10 - 100 μ L – DLAB



- Diseño ligero y ergonómico, de fácil lectura.
- Preciso rango de medición, ya que cumplen con la norma EN / calibración estándar ISO 8655.
- Se sugiere la calibración periódica, para garantizar su exactitud.
- Resistencia a altas temperaturas.

Descripción Técnica

Rango de volumen	Precisión	Volumen de prueba	Error de exactitud		Error de precisión	
10 - 100 μ L	1 μ L	100	0.80%	0.8 μ L	0.15%	0.15 μ L
		50	1.00%	0.5 μ L	0.40%	0.2 μ L
		10	3.00%	0.3 μ L	1.50%	0.15 μ L

- Modelo: 711111080000
- Marca: DGL – China

