

MICROPIPETA MECÁNICA 20 - 200 μ L – DLAB



- Diseño ligero y ergonómico, de fácil lectura.
- Preciso rango de medición, ya que cumplen con la norma EN / calibración estándar ISO 8655.
- Se sugiere la calibración periódica, para garantizar su exactitud.
- Resistencia a altas temperaturas.

Descripción Técnica

Rango de volumen	Precisión	Volumen de prueba	Error de exactitud		Error de precisión	
20 - 200 μ L	1 μ L	200	0.60%	1.2 μ L	0.15%	0.3 μ L
		100	0.80%	0.8 μ L	0.30%	0.3 μ L
		20	3.00%	0.6 μ L	1.00%	0.2 μ L

- Modelo: 711111090000
- Marca: DGL – China

