

MICROSCOPIO BINOCULAR – MOD. VWL3000A HBG – VISUAL WISC



Microscopio biológico, está equipado con objetivos plan acromáticos y oculares de gran campo. Proporciona una imagen clara, amplio campo. Puede ser utilizado para la agricultura, medicina, biología y una amplia gama para la industria. Es el instrumento ideal en el tratamiento médico, la demostración enseñanza y la investigación científica.

Campo Amplio (20mm) oculares y objetivos plan acromáticos. Grueso coaxial / sistema de enfoque fino, con tensional ajustable y hasta parar, división mínima de enfoque de precisión: 2 micras.

Iluminación Kohler con lámpara halógena de 6V 20W con control de brillo.

Descripción Técnica

- Ocular: WF10X (vista $\Phi 20\text{mm}$ campo)
- Objetivo: Plan Acromático PL 4X / 0.10
Plan Acromático PL 10X / 0.25
Plan Acromático PL 40X / 0.65 (muelle)
Plan Acromático PL 100X / 1.25 (primavera, aceite)
- Cabeza: Binocular (inclinación 30°)
- Sistema de enfoque: Coaxial grueso / fino de enfoque, con tensión ajustable y hasta detener la división mínima de enfoque de precisión: 2 micras (2 μm)

- Escenario: Doble capa mecánica, tamaño 210 x 140mm, rango de movimiento 75 x 50mm.
- Condensador: NA 1.25 condensador de Abbe
- Filtro: Azul, Mate
- Iluminación: 6V 20W lámpara halógena con control de brillo
- Marca: Visual Wisc
- Origen: China

