

**MICROSCOPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR
MOD. XSP-136SM – REVEL INSTRUMENTS**



Especificaciones

- Objetivo acromático: 4X.10X.40X (primavera)
100X (primavera, aceite)
- Ocular: Amplia ocular campo WF10X
- Cabezal de Visualización: Cabezal trinocular libre de compensación, revolver cuádruple
- Platina: Platina doble capa mecánica
- Tamaño: 125 × 120 mm
- Enfoque: Coaxial ajuste grueso y ajuste Fino, Distancia de enfoque 20mm.
- Intervalo centrado 0.002 mm.
- Iluminación y condensador: Abbe NA = 1,25 con Iris diafragma y filtro
- Energía: 220V de entrada de CA o 110V, output DC 6V




IndusLab[®]