

**PISO PARA MÉDICO
SILLA CON RESPALDO Y ALTURA REGULABLE**



- La silla con respaldo cuenta con regulación tanto de su altura como del respaldo.
- Cuenta con una base de acero cromado.
- La silla esta recubierta con tapizado de cuerina y tanto el respaldo como el asiento poseen una base fabricada con poliestireno de alto impacto.
- Diseñada ergonómicamente para ajustarse al ajetreo que se produce al realizar la atención a los pacientes en las distintas áreas de la salud.
- Peso: 9.4 kg aprox.

