

PLACA CALEFACTORA DIGITAL 40 X 40CM. – MOD. SH-7C – FAITHFUL



Placa caliente de aluminio, temperatura superficial uniforme. El calentamiento es rápido y uniforme, la potencia de calentamiento es ajustable sin escalas.

La placa caliente digital tiene las siguientes funciones:

- La pantalla digital puede leer la temperatura más claramente.
- Cubierta exterior: Soldadura de placas de hierro, pulverización de la superficie
- Placa caliente: Aluminio tensado
- Método de ajuste: digital
- Temporizador: digital
- Sensor de temperatura: Modelo K

Características

- Dimensiones de trabajo: 40 x 40cm.
- Potencia: 2.000W
- Alimentación: 220V
- Rango de temperatura: RT ~ 350 °C
- Dimensiones (L x P x A): 45 x 47 x 22 cms.
- Capacidad del Plato: 30kgs
- Peso: 8,5kgs.