

PLACA CALEFACTORA 18 CM DE DIÁMETRO – MOD. 503 – FISATOM



Placa calefactora en aluminio inyectado con resistencia blindada incorporada, lo que permite una temperatura uniforme en toda la longitud de la placa, temperatura de la placa controlada por termostato capilar, lámpara piloto, construida externamente en aluminio con acabado epoxi, lo que la hace resistente a productos químicos corrosivos. El cable de tres hilos cubierto de goma protectora previene el daño al apoyarse contra la placa caliente y provocar accidentes.

Especificaciones

- Diámetro placa: 18cm
- Potencia: 1010W 115V o 230V.
- Temperatura controlada: 50-360°C
- Potencia: 1000 W
- Frecuencia: 50-60Hz
- Grado de protección: IP23
- Marca: Fisatom - Brasil