

PLACA DE CALEFACCIÓN DIGITAL – MOD. BELLPLACALEFAC-D400 – BELLTRONIC



Características

- Controlador PID
- Placa calefactora de acero laminado en frío estampada de alta calidad totalmente cerrada, sin fuego abierto
- Con pantalla LCD, fácil de observar y controlar la temperatura
- Estilo de control: SSH-D tipo digital

Especificaciones

- Modelo: BellPlaCalefac-D400
- Tamaño de la placa: 400 x 280 mm
- Rango de temperatura: RT + 20°C—380°C
- Material (cuerpo principal): Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias
- Fuente de alimentación: 220V, 50/60HZ
- Consumo: 1500 W
- Tamaño del empaque: 420 x 340 x 230 m
- Peso bruto: 15 Kg.