

REFRACTÓMETRO MANUAL 0 - 32° BRIX – MOD. FWZS-32 – FAITHFUL



El refractómetro óptico es utilizado para medir el contenido en azúcares en grados Brix (0° a 32°) en altas concentraciones, por ejemplo, leche condensada, zumos de fruta concentración 5 veces, verduras, azúcar líquida, etc. Diseño ergonómico de gran calidad.

Simplemente coloque unas gotas de la muestra en el prisma, cierre la tapa, apunte el refractómetro a una fuente de luz y realice la lectura.

Descripción Técnica

- Rango de medición: 0 a 32,0° Brix
- Precisión: $\pm 0.2^\circ$ Brix
- Compensación de temperatura: +10 + 30 °C
- Cuerpo: Metálico
- Dimensiones: 203 x 29 mm de diámetro (app)
- Peso: 35gr.

