

REFRACTÓMETRO 45° - 82° BRIX – VISUAL WISC



El refractómetro es utilizado para medir el contenido en azúcares en grados Brix (45° a 82°) en altas concentraciones, por ejemplo, leche condensada, zumos de fruta concentración 5 veces, azúcar líquida, etc. Diseño ergonómico de gran calidad.

Simplemente coloque unas gotas de la muestra en el prisma, cierre la tapa, apunte el refractómetro a una fuente de luz y realice la lectura.



Descripción Técnica

- Rango de medición: 45° a 82° Brix
- Precisión: $\pm 0.5^\circ$ Brix
- Dimensiones: 203 x 29 mm de diámetro (app)
- Peso: 35gr.
- Modelo: 950.082-BRIX
- Marca: Visual Wisc
- Origen: China

