

## RESUCITADOR DE SILICONA MANUAL PEDIÁTRICO



- Material: Silicona
- Uso: Personas o animales
- Peso resucitador: 600 g.
- Presión límite de la válvula: 60 cmH<sub>2</sub>O
- Espacio muerto: 7 ml.
- Resistencia inspiratoria: bajo 5 cmH<sub>2</sub>O ( en 50 L /min)
- Resistencia Expiratoria: bajo 5 cmH<sub>2</sub>O ( en 50 L /min)
- Volumen de bolsa reservoria: 1600 ml.
- Se recomienda usarlo a temperaturas: -18° a 50°C
- Almacenaje: -40 a 60°C
- Accesorios: Máscara de silicona, Tubo de oxígeno PVC (1 pieza), Bolsa reservoria (1 pieza) y maleta transportadora plástico duro.
- Limpieza: (instrucciones en manual): Hipoclorito de sodio al 0,2%
- Dimensiones: 25 x 15 x 10cm.
- Color: Blanco