

TALLÍMETRO PARA FIJACIÓN A LA PARED
RANGO DE MEDICIÓN: 0-220 CM DIVISIÓN: 1MM
MOD. 206 – SECA – ALEMANIA



Cinta métrica enrollable de pared.

Solución para espacios reducidos, con mecanismo de enrollado automático. Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el tope para la cabeza y permite una fácil lectura de la altura. Fabricada en metal que le confiere durabilidad.

Datos Técnicos

- Rango de medición en cm: 0 - 220 cm
- Rango de medición en inch: 0 - 87 "
- División: 1 mm, 1/8"
- Dimensiones (A x A x P): 125 x 125 x 173 mm (4.9 x 4.9 x 6.8")
- Peso neto: 202 grs. / 0.4 lbs
- Funciones: Montaje en la pared
- CE: CE0123



*En la corredera de medición
se puede leer fácilmente el
resultado de medición.*



*El montaje en la pared de esta
cinta métrica con enrollado
automático requiere poco
espacio.*



IndusLab[®]